

# OENOCLEAR

**Clarificante para mostos oxidativos, procedentes de vendimias alteradas, mostos de prensa, ricos en polifenoles, mostos de segundas prensadas (*tailles*), vendimias mecánicas, vinos. Flotación.**

## CARACTERÍSTICAS

**OENOCLEAR** es un adyuvante de preparación de mostos y vinos, formado por diferentes gelatinas y PVPP. Es el producto ideal para clarificar los mostos blancos y rosados procedentes de uvas con botrytis, las vendimias mecánicas y los mostos de prensa, ricos en polifenoles.

**OENOCLEAR** es también muy eficaz en flotación.

## PROPIEDADES ENOLÓGICAS

**OENOCLEAR** reúne varias propiedades:

- La PVPP elimina los compuestos susceptibles de oxidarse y disminuye el amargor.
- La asociación de diferentes gelatinas permite una muy buena clarificación del mosto, disimulando al mismo tiempo el verdor de determinados polifenoles.

**OENOCLEAR** permite también una buena compactación de los fangos.

## APLICACIONES

### Clarificación estática:

**OENOCLEAR** se utiliza preferentemente en el mosto, pero también en el vino. La adición previa de **OENOGEL 30** (sol de sílice) o taninos mejora la calidad de la clarificación y evita sobreencolados en el vino.

**OENOCLEAR** también puede utilizarse conjuntamente con **FORMULE 1-CF**, ya que los dos productos son complementarios.

### Flotación:

**OENOCLEAR** es fácil de utilizar y es particularmente reactivo cuando la concentración de polifenoles es baja. **OENOCLEAR** se utiliza en la flotación de mostos blancos.

## DOSIS

### Clarificación estática:

Mostos: 10 a 20 cL/hL

Vinos: 5 a 10 cL/hL

### Flotación:

5 a 10 cL/hL

## MODO DE EMPLEO

Agitar enérgicamente antes de utilizar.

### **Precauciones de uso:**

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.

Utilizar conforme a la reglamentación vigente.

**054/2024 – 1/2**

SAS SOFRALAB - 79, av. A.A. Thévenet - CS 11031 - 51530 MAGENTA - France  
Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60 - [www.oenofrance.com](http://www.oenofrance.com)

## PRESENTACIÓN

---

20 L y 1 000 L.

## CONSERVACIÓN

---

Conservar el envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin olores, alejado del hielo.

Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente.

*La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga un compromiso o garantía, en la medida que las condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control. No eximen al usuario del respeto de la legislación y de la información de seguridad en vigor. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no puede ser modificado sin su consentimiento.*